

# SO<sub>2</sub>

## Barrique-SO<sub>2</sub>- Dosiergerät

4 - 20 g



Das Volumen unseres 100 g-Dosiergerätes wird durch einen Verdrängerkörper aus Teflon (PTFE) auf 20 g reduziert.

Die Skalenwerte müssen also nur durch 5 geteilt werden.

Auch nachträglich in jedes JACOBS-Dosiergerät einzubauen.

Dosiergerät Barrique, komplett mit druckfestem Schlauch und VA-Verteilerdüse	EUR 380,-
Verdrängerkörper aus Teflon zm Nachrüsten	EUR 118,-

2 · 2011  
alle Preise zzgl. MwSt.

**JACOBS**

Telefon 0 61 36 - 99 39 0  
Telefax 0 61 36 - 99 39 50  
e-mail: info@jacobs1865.de  
www.jacobs1865.de

JACOBS 1865